

LIFEPAK 1000 AED

RORACO hat's!

Ihr Spezialist für Notfallmedizin



Höchste Leistung - Flexibilität
Optimale Patientenversorgung

RORACO Ges.m.b.H., A-1030 Markhofgasse 19
www.roraco.at, verkauf@roraco.at, Tel.: +43 (1) 310 58 68



Ihr Spezialist für Notfallmedizin



Defibrillator Lifepak "1000"



LIFEPAK 1000 Defibrillator

Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand benötigen eine sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Besteht der Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 4 bis 5 Minuten, ist vor der Defibrillation die HLW durchzuführen. Selbst nach erfolgreicher Defibrillation kann der Herzrhythmus noch langsam und ineffektiv sein. Unter Umständen muss die HLW fortgesetzt werden, bis eine ausreichende Herzfähigkeit zurückkehrt.

Unser "LIFEPAK 1000" verfügt über die cprMAX-Technologie, diese erfüllt nicht nur die neusten Guidelines, sondern eröffnet zudem das größtmögliche Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten.

Die ADAPTIV BIPHASIC-Technologie misst den Körperwiderstand und bestimmt danach den optimalen Strom und Dauer des Defibrillationsimpulses.

Durch diese Technologien konnten höhere Erfolgsquoten im Rettungsdienst verzeichnet werden.



- Modernste Batterietechnologie
- Große Anzeige mit gut sichtbaren Grafiken und Text
- IP55-konform, somit sehr robust
- cprMAX ermöglicht maximale Versorgungsaktivität
- Bewährte, flexible biphasische ADAPTIV-Technologie



Artikelnummer: w 098 (ohne EKG), w 098ekg (mit EKG)

LIFEPAK 1000 AED - Flexibel - Entwickelt um Leben zu RETTEN

RORACO Ges.m.b.H., A-1030 Markhofgasse 19
www.roraco.at, verkauf@roraco.at, Tel.: +43 (1) 310 58 68



Ihr Spezialist für Notfallmedizin